

TORAX AMB CONTRAST
TC 1 DETECTOR
TCMD 6
TCMD 16

PREPARACIÓ	<i>dejú. creatinina < 2mg/dl</i>	<i>dejú. creatinina < 2mg/dl</i>	<i>dejú. creatinina < 2mg/dl</i>
POSICIÓ PACIENT	<i>decúbit supí</i>	<i>decúbit supí</i>	<i>decúbit supí</i>
Kvp	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>120</i>
mAs	<i>200</i>	<i>70</i>	<i>200</i>
SCANOGRAMA	<i>si</i>	<i>si</i>	<i>si</i>
PRIMER TALL	<i>per sobre clavícules</i>	<i>per sobre clavícules</i>	<i>per sobre clavícules</i>
ULTIM TALL	<i>per sota ronyons</i>	<i>per sota ronyons</i>	<i>per sota ronyons</i>
GRUIX DE TALL	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
INTERVAL DE TALL	<i>7</i>	<i>0.8</i>	<i>5</i>
TEMPS RECONSTRUCCIÓ	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0'75</i>
FILTRE	<i>parts toves</i>	<i>parts toves</i>	<i>parts toves</i>
Diàmetre de visió (FOV)	<i>ajustar a la part més ampla del tòrax</i>	<i>ajustar a la part més ampla del tòrax</i>	<i>ajustar a la part més ampla del tòrax</i>
MATRIU RECONSTRUCCIÓ	<i>512</i>	<i>512</i>	<i>512</i>
CONTRAST ORAL	<i>no</i>	<i>no</i>	<i>no</i>
CONTRAST EV	<i>2 cc/seg. Vol 90 cc Retard 25 seg</i>	<i>2 cc/seg. Vol 90 cc Retard 25 seg</i>	<i>2 cc/seg. Vol 90 cc Retard 25 seg</i>
FORMAT PLACA	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
FINESTRA	<i>mediastí/pulmó</i>	<i>mediastí/pulmó</i>	<i>mediastí/pulmó</i>

TORAX TEP

TC 1 DETECTOR

TCMD 6

TCMD 16

PREPARACIÓ	<i>dejú. creatinina < 2mg/dl</i>	<i>dejú. creatinina < 2mg/dl</i>	<i>dejú. creatinina < 2mg/dl</i>
POSICIÓ PACIENT	<i>decúbit supí</i>	<i>decúbit supí</i>	<i>decúbit supí</i>
Kvp	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>120</i>
mAs	<i>170</i>	<i>70</i>	<i>200</i>
SCANOGRAMA	<i>si</i>	<i>si</i>	<i>si</i>
PRIMER TALL	<i>des de crossa aòrtica</i>	<i>des de crossa aòrtica</i>	<i>des de crossa aòrtica</i>
ULTIM TALL	<i>diafragma</i>	<i>diafragma</i>	<i>diafragma</i>
GRUIX DE TALL	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>1.5</i>
INTERVAL DE TALL	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>1.25</i>
TEMPS RECONSTRUCCIÓ	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0'75</i>
FILTRE	<i>parts toves</i>	<i>parts toves</i>	<i>parts toves</i>
Diàmetre de visió (FOV)	<i>ajustar a la part més ampla del tòrax</i>	<i>ajustar a la part més ampla del tòrax</i>	<i>ajustar a la part més ampla del tòrax</i>
MATRIU RECONSTRUCCIÓ	<i>512</i>	<i>512</i>	<i>512</i>
CONTRAST ORAL	<i>no</i>	<i>no</i>	<i>no</i>
CONTRAST EV	<i>4 cc/seg. Vol 120 cc. Retard 15 seg</i>	<i>4 cc/seg. Vol 120 cc. Retard 15 seg</i>	<i>4 cc/seg. Vol 120 cc. Retard 15 seg</i>
FORMAT PLACA	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
FINESTRA	<i>mediastí</i>	<i>mediastí</i>	<i>mediastí</i>
COMENTARIS	<i>Fer primer tòrax simple Recons. 3D</i>	<i>Fer primer tòrax simple Recons. 3D</i>	<i>Fer primer tòrax simple Recons. 3D</i>

TORAX

ALTA RESOLUCIÓ

TC 1 DETECTOR TCMD 6 TCMD 16

POSICIÓ PACIENT	<i>decubito supino</i>	<i>decubito supino</i>	<i>decubito supino</i>
RESPIRACIÓ	<i>inspiració</i>	<i>inspiració</i>	<i>inspiració</i>
Kvp	<i>120</i>	<i>180</i>	<i>140</i>
mAs	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
SCANOGRAMA	<i>si</i>	<i>si</i>	<i>si</i>
PRIMER TALL	<i>per sobre clavícules</i>	<i>per sobre clavícules</i>	<i>per sobre clavícules</i>
ULTIM TALL	<i>sins costofrènics/ suprarrenals</i>	<i>sins costofrènics/ suprarrenals</i>	<i>sins costofrènics/ suprarrenals</i>
GRUIX DE TALL	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0.5</i>
INTERVAL DE TALL	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
TEMPS RECONSTRUCCIÓ	<i>1 seg</i>	<i>1</i>	<i>0.'75</i>
FILTRE	<i>filtre específic</i>	<i>filtre específic</i>	<i>filtre específic</i>
Diàmetre de visió (FOV)	<i>ajustar a la part més ampla del tòrax</i>	<i>ajustar a la part més ampla del tòrax</i>	<i>ajustar a la part més ampla del tòrax</i>
MATRIU RECONSTRUCCIÓ	<i>512</i>	<i>512</i>	<i>778</i>
CONTRAST ORAL	<i>no</i>	<i>no</i>	<i>no</i>
CONTRAST EV	<i>no</i>	<i>no</i>	<i>no</i>
FORMAT PLACA	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
FINESTRA	<i>pulmó</i>	<i>mediastí/pulmó</i>	<i>mediastí/pulmó</i>
COMENTARIS	<i>seqüencial</i>		